



## Balanza Analítica 0.001g / 1mg XingYun JA603



Vitrina construida de aluminio, cubierta a prueba de viento de gran espacio. Dispone de un panel con cinco botones de operación, parabrisas de vidrio deslizante el cual proporciona una visión perspicaz de fácil operación. Utiliza un sensor de alta precisión para mantener el pesaje preciso y estable.

## Características

Sensor de celda de carga de alta fiabilidad ●

Carcasa de aluminio ●

Amplia pantalla LCD ●




● Cortaviento de vidrio

● Amplio rango de tara, contador de muestras y cambio unidades de medida

● Interfaz de comunicación RS232

● **Especificaciones técnicas:**

Capacidad	600G
Sensor	electromagnético
Pantalla	LCD con retro-iluminado blanco y letras negras
Resolución	0.001g (1mg)
Peso mínimo	≥0.0005g (0.5mg)
Repetibilidad	±0.001g
Linealidad	±0.003g
Tiempo de respuesta	≤ 4 Segundos
Temperatura de operación	+10°C a 40°C
Rango de tara	Completo
Tamaño del plato	∅80mm
Dimensiones	340*215*350 mm (LargoxAnchoxAlto)
Fuente de energía	Adaptador de corriente externo como estándar (Tensión de entrada 220V)
Patrón de calibración	200g
Método de calibración	Externo
Peso neto	7.5kg aprox.
Interfaz de salida	Salida de datos RS232-C



**Garantía:**  
**1 año**

a partir de la fecha de emision de la factura.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**