



Balanza electrónica precisión 3100g, 0.01g XingYun XY3000-2C



Pantalla LCD de fácil lectura, función de tara en un solo toque, alta resolución, lectura rápida de pesaje, fácil de operar, ampliamente usado en aplicaciones industriales de alta precisión, laboratorios y universidades.

Características

Sensor de celda de carga ●

Carcasa en ABS ●

Función tara y contador ●



● Interfaz RS232 (Opción)

● Tamaño del plato 130mm

● Resolución 0.01g

● **Especificaciones técnicas:**

Modelo	XY3000-2C
Capacidad	3100g
Pantalla	LCD
Resolución	0.01gr.
Peso mínimo	0.04gr.
Repetibilidad	0.02gr.
Linealidad	0.03gr.
Tiempo de estabilidad	≤2s
Temperatura de operación	5°C-35°C
Tamaño del plato	φ130mm.
Dimensiones	Dentro 280mm x 190mm x 100mm Fuera: 310mm x 230mm x 130mm
Energía	Tensión de salida 6VDC, 500mA a través del adaptador de corriente externo como estándar (tensión de entrada 100-240VAC, 50/60Hz)
Calibración	Externa
Peso Neto (kg)	1.0 ~ 2.0
Peso Bruto (kg)	2.0 ~ 2.5
Opción	Pantalla doble/ Interfaz RS232/ Impresora / Cubierta antipolvo



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

Valiometro