



Precision balance XY-C, 2C, B, BF, 1B, IBF SERIES XINGYUN XY600B



- Base metálica
- Bandeja de acero inoxidable de gran tamaño (para XY-BF)
- LED(Verde)
- Función de tara/conteo
- Alarma de sobrecarga
- Opción: Bajo pesaje/Interfaz/Impresora
- Apariencia a la moda

Cuadro de especificaciones XY-B/BF

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la Bandeja	Tiempo Estable
XY300B	310g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Ø130mm	≤2S
XY600B	610g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Ø130mm	≤2S
XY1000B	1100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Ø130mm	≤2S
XY2000B	2100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Ø130mm	≤2S
XY3000B	3100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	Ø130mm	≤2S
XY2000BF	2100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY3000BF	3100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S
XY5000BF	5100g	0.1g	±0.2g	±0.3g	160x160mm	≤2S

- **Accesorios incluidos:**
-Manual de instrucción



Icono de estado: "+" es el estado de lectura. La lectura "0" significa el proceso de pasaje, cuando desaparece, el pasaje es estable

Los dígitos: los dígitos significan el peso del objeto

El icono de la unidad



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

Valiometro