

Refractómetro óptico ATC Alcohol 0-80% v/v YHEQUIPMET RHW-80v



Características

Construcción del cuerpo de aluminio puro de alta calidad ●

Utiliza sólo la luz ambiental que significa que la batería o fuente de alimentación no es necesario ●

Fácil de enfocar y calibrar ●



● Acolchado de goma antideslizante suave y cómodo

● Con la función ATC (Rango de Compensación del ATC: 0°C ~ 30°C (32°F ~ 86°F))

● Construido para durar mucho tiempo

Laboratorio




- Con luz LED brillante (opcional) incorporada. Le permite hacer la prueba en la oscuridad o el crepúsculo medio ambiente. Cuando se enciende la luz, se puede ver el resultado de la prueba muy claramente.
- Cómodo de usar. Sólo tiene que pulsar el botón de la placa de cubierta LED una vez, la luz LED se encenderá y mantener brillante. No es necesario mantener pulsado el botón cuando se utiliza el refractómetro. Cuando vuelva a pulsar el botón de la placa de cubierta LED, la luz LED se apagará. (La luz LED es un accesorio opcional).
- Compatible con diferentes tipos de refractómetros. Nuestra placa LED refractómetro puede adaptarse a la mayoría de las especies refractómetros en el mercado. Sólo necesita cambiar la placa de la cubierta.

● **Especificaciones técnicas:**

Refractómetro óptico	Refractómetro de alcohol y vino	±1 Vol
Rango de medición	0-80% Vol	
Div.Min.	1% Vol	
Precisión	±1 Vol	

VENTAJAS DE NUESTRO REFRACTÓMETRO

- Material de aluminio puro, muy estudiado y de buena calidad.
- Lente de escala súper grande, escala clara, muy fácil de leer.
- Refractómetro de alta precisión, todos los refractómetros se calibran por adelantado antes del envío; puede utilizarlo directamente después de recibirlo.
- Con diseño de alta calidad, manual de alta y paño de limpieza.



● **Accesorios incluidos:**

- 1 Refractómetro ATC
- 1 Pipeta
- 1 Perillero
- 1 Estuche protector
- 1 Manual
- 1 Paño de limpieza



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

Valiometro